

患者の皆様及びご家族の方々へ

クロスエイトMC用溶解移注針の 仕様が一部変わります

溶解移注針（イージーアクセス）の変更について


「クロスエイトMC用輸注セット」に同包されている溶解移注針（イージーアクセス）について、溶解操作時に注射用水が移注しないことがあるとのご意見をふまえ、これを改善するため溶解液側の針孔を小さくしました。なお、溶解方法及びその他のセット内容品については変更はありません。





イージーアクセス



クロスエイトMC静注用 輸注セット
(250単位・500単位・1000単位専用)



<現行品>



<改良品>

変更品のお届け時期

変更品のお届け時期は2018年8月以降です。また、変更品の出荷時期は流通在庫の状況により多少前後することがありますので、ご了承ください。